



Järven Hjärtbräda

CE

Utvecklad i nära samarbete med erfaren sjukvårdspersonal för att erbjuda säkerhet, styrka och hygien i HLR-situationer. En enkel lösning när det verkligen gäller!

- **EFFEKTIV VID HLR-SITUATIONER.** Tillverkad i hårdplast för att erbjuda ett stadigt underlag vid HLR-situationer på mjukt underlag (vanligen madrass).
- **ENKEL ATT PLACERA** med mjuka greppvänliga handtag och mjukt nedfasade kanter. Designad för att snabbt kunna placeras under patient.
- Järvens Hjärtbräda är lätt att rengöra och desinficera för att minska risken för smittspridning. Rengöring görs med mildt rengörande tvällösning, vatten och avtorkning. Desinficering med hjälp av alkoholbaserade rengöringsmedel (innehållande tensider) görs vid behov.

 **Järven Health Care**

Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se