



Järven Kilkudde

Hjälpmedel för att positionera och avlasta

Järven Kilkudde är ett hjälpmedel för att positionera och avlasta brukaren, utformat för att minska risken för trycksår på utsatta kroppsdelar. Kilkudden kan användas som sidostöd eller för att höja huvud- eller fotändan.

CE



Kilkuddens skumkärna är insvetsad i 2-stretchig blå PU-väv.

Exempel på olika positioneringar



Produktspecifikationer

Storlekar

60 x 31 x 13 cm
100 x 31 x 13 cm
80 x 60 x 20 cm
90 x 60 x 20 cm

Garanti

1 år på tillverkningsfel.
OBS! Garantin gäller ej i de fall då skada orsakats av medveten eller mekanisk åverkan.



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se