

OPTICELL Evac




**INBYGGD
EVAKUERINGSFUNK
TION**



**TRUE ALTERNATING
FÖR BEHAGLIGARE
VÄXLING**



**LÅGT TRYCK OAVSETT
BRUKARVIKT**



**ALTERNERANDE
ELLER STATISKT
LUFTRYCK**



**MULTI ZONE-
FÖR ENKEL BORT-
KOPPLING AV CELLER**



**OPTITEX 4-VÄGS
HYGIENÖVERDRAG**



**HÅLLARE
FÖR KABLAR OCH
LUFTSLANGAR**

Nästa generations tryckavlastningssystem med integrerad evakueringsfunktion – för säkerhets skull

OPTICELL är Järven Health Cares serie med tryckavlastande luftmadrasssystem.

Helautomatisk tryckavlastning med integrerad evakueringsfunktion

Ofta är det de allra svårast sjuka som ligger på luftmadrasssystem. Patienter som har svårt att själva evakuera om brand eller annan fara uppstår. Samtidigt vet vi att en evakueringsituation är bland det mest stressande vårdpersonalen kan utsättas för. Om olyckan är framme måste man kunna lita på att det finns möjlighet att på ett enkelt sätt evakuera. Även de patienter som ligger på luftmadrass.

Därför har vi utvecklat OptiCell Evac med integrerad evakueringsfunktion.

- **Möjliggör evakuering** tack vare madrassens integrerade evakueringsfunktion.
- **Evakueringsfunktionen är testad och godkänd enligt SS 876 00 39:2022.**
- **God hygien** tack vare vätsketäta svetsade dragkedjor med droppkant.
- Luftmadrass med **trygg evakuering** tack vare skumunderlag.
- **Mindre risk för sjösjuka** genom mycket lugna växlingar. (*True alternating*)
- Enkel frigörning av luftceller, för **total tryckavlastning**.
- **Helautomatisk.**



STANDARDSTORLEKAR 200 x 80/90 x 20 cm ■ **CELLER** Utbytbara celler av mjuk TPU (polyuretan) med Micro-Air-Loss-funktion. **HYGIENÖVERDRAG** OptiTex 4-vägs hygienöverdrag i mjuk, elastisk PU. ■ **PUMP** OC55, en avancerad pump med inbyggda sensorer som automatisk anpassar sig efter brukaren. ■ **LJUDNIVÅ** 21 db. ■ **GARANTI** 2 år på produktionsfel. ■ **BRANDSTANDARD** SS 876 00 01, EN 597-1 och 2. ■ **BRUKARVIKT** 0-250kg. ■ **ÅTERVINNING** Se bruksanvisningen. ■ **VIKT** madrass 6-10 kg, pump 3,4 kg. **MÄRKNING** produktionsår, månad, vecka, EAN, skötselanvisningar, uppfyllda standarder samt placering i säng.



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Telefon: +46 (0)660 - 22 28 50
www.jarven.se | healthcare@jarven.se



OptiCell AB
Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Fax: 0660 - 824 10