



Järvens Räddningslakan

Med Järvens Räddningslakan mellan madrassen och sängen kan patienter snabbt evakueras vid brand eller annan fara. Med ett enkelt handgrepp kan en person själv evakuera en patient.

Järvens Räddningslakan har ett extra långt draghandtag i varje kortsida som gör det möjligt för personalen att kunna evakuera med rak rygg och därmed minska den fysiska ansträngningen vid evakuering. Fästbanden är försedda med stark kardborre och färgade i en tydlig orange säkerhetsfärg. Järvens Räddningslakan uppfyller svensk standard SS 876 00 39:2022 och fungerar att dra på både vått och torrt golv.

OBS! Vi rekommenderar inte användning av Räddningslakan i kombination med bäddmadrass/madrass ovanpå kontinentalsäng eller resårsäng.

Standard Järvens Räddningslakan uppfyller Svensk Standard SS 876 00 39:2022, vilket bl.a. garanterar att handtagen klarar en belastning om 1 000 N (100 Kg) motsvarande en patientvikt om ca. 210 kg. Glidförmågan är hög både vid vått och torrt underlag.

Röntgen Produkten är röntgentransparent.

Märkning Märkt med evakueringsinstruktioner på 8 språk, EAN-kod, skötselråd samt kontaktuppgifter till tillverkaren.

Garanti 1 år på tillverkningsfel.

Återvinning Sorteras som textilaavfall.

Flamskydd Uppfyller SS 876 00 01

Skötsel Se skötselinformation som medföljer produkten.



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se