



RX-serien - *Madrassöverdrag*

Moderna madrassöverdrag utvecklade till vårt sortiment av Melissamadrasser

Till våra madrasser i Melissa-sortimentet finns ett antal hygienöverdrag att välja på, serien med madrassöverdrag som går under namnet "RX" är speciellt utvecklade för att möta vårdens behov och krav.

- **SKYDDAR BÅDE MADRASS OCH PATIENT**
Vätsketätt men ånggenomsläppligt material skyddar madrassens kärna mot kroppsvätskor, samtidigt som det låter huden andas och minskar risken för hudproblem.
- **SNABBT OCH ENKELT ATT HANTERA**
Dragkedja på tre eller fyra sidor gör det lätt att ta av och på överdraget. Droppskyddad dragkedja ger extra skydd vid hantering.
- **BEKVÄMT OCH FÖLJSAMT MATERIAL**
Det 2-stretchiga polyuretanöverdraget formar sig efter madrassen utan att prassla. Materialet kombinerar vätskeskydd med god komfort och andningsförmåga.
- **ANPASSAT FÖR VÅRDENS HYGIENKRAV**
Tål ytdesinfektion och tvätt i upp till 95 °C. Den prasselfria väven ger en lugn miljö för patienten och klarar upprepad rengöring utan att tappa funktion.



RX-serien madrassöverdrag

FÖR MELISSA-SORTIMENTET.

RX-överdragen är framtagna för att möta vårdens krav på hygien och funktion. Det vätsketäta, ånggenomsläppliga materialet skyddar madrassens kärna mot vätskor samtidigt som det tillåter huden att andas. Överdragen är avtorkningsbara och tål både ytdesinfektion och maskintvätt i upp till 95 °C. De är tillverkade i prasselfri, 2-stretchig polyuretanväv och har en droppskyddad dragkedja för att underlätta vid rengöring och byte. Välj mellan olika modeller beroende på krav och önskemål.

RX-modeller

| MADRASSÖVERDRAG RX-SERIEN | |
|---------------------------|---|
| RX-5* | Standardöverdrag med dragkedja med droppkant på 3 sidor, för att underlätta vid av- och påtagning. |
| RXH-5* | Överdrag försedd med handtag på långsidorna för att bära madrassen utan patient. |
| RXI-5 | Överdrag med integrerat räddningslakan. Undersidan har extra hög glidförmåga för att underlätta evakuering på både torrt och vått underlag. Undersidan har även handtag på kort- och långsidorna samt lättåtkomliga fixeringsband på två ställen, för en snabb och säker evakuering vilket ger evakueringsmöjlighet från både fot- och huvudända. |
| RXS-5* | Överdrag för bäddmadrass – med resår för att fästa runt underliggande madrass. Vid användning av resårband för barnpatienter, gör alltid en riskbedömning. |

* Kan levereras med svetsade sömmar och vattenresistent dragkedja och har då tillägget -W



RX-5



RXH-5



RXI-5



RXS-5



Produktspecifikationer

| | | | |
|------------------|---|-------------------|--|
| Material | Polyuretan | Evakuering | SS 87600 39:2022 |
| Storlekar | 200×80/85/90/105/120×6/13/18 cm 205×80/85/90/105/120×6/13/18 cm | Brand | SS 87600 01, normalrisk (testmetod EN 597-1 & 2) |
| Rengöring | RX-madrassöverdragen kan rengöras med tvålbaserade rengöringsmedel. För ökad hygien: desinficera med alkoholbaserade rengöringsmedel. Maskintvätt 95 °C. Går att torktumla. | | |

