

# JÄRVEN

## Sitt- och liggring



Järven Sittring används för personer med smärta i svanskota/underliv. Den avlastar efter förlossning och underlättar för patienter med bristningar, hemorrojder, prostatabesvär, sår m.m. Kan även användas som liggring.

Järven Sittring tillverkas av formgjuten kallskum och har en utvändig diameter på 45 cm och en innvändig diameter på 14,5 cm.

Denna produkt är avsedd att användas av en person under en kortare period.

### FAKTA

**Art. Nr.**  
3301

**Storlek**  
45 x 14,5 cm

**Vikt**  
0,6 kg

### Återvinning

Sittringen är helt återvinningsbar och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.



**Järven Health Care**

Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN  
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10  
[www.jarven.se](http://www.jarven.se) | [healthcare@jarven.se](mailto:healthcare@jarven.se)