

MELISSA 12 bäddmadrass

Melissa 12 Bäddmadrass, rev. 19.09.00



Melissa 12 Bäddmadrass är tillverkad av 6 cm höglastiskt kallsaum (homogen kärna, volymvikt 50kg/m³) som används i kombination med madrass av god kvalité.. Den har tryckavlastande egenskaper och är utvecklad för sårkategori 2.

Madrassöverdraget är vätsketätt och förhindrar därmed urin och blod mm att tränga igenom. Hygienöverdraget är ånggenomsläppligt, tillverkat av en prasselfri, 2-stretchig poluretanväv. Överdraget uppfyller SS 8760001 och har resår eller dragkedja med droppkant på 3 sidor för att underlätta av- och påtagning vid tvätt.

VÄLJ HYGIENÖVERDRAG TILL DIN MADRASS

Våra RX hygienöverdrag är vätsketäta och förhindrar att urin, blod m.m. tränger igenom in till madrasskärnan. Hygienöverdragen är ånggenomsläppliga och tillverkade av en prasselfri, 2-stretchig poluretanväv med sydd dragkedja på 3 eller 4 sidor (RXI-5) för att underlätta av- och påtagning vid tvätt. RX-överdragen finns i flera varianter.

- RXH-5 med handtag.
- RXH-5-resår med handtag och resår.

Av hygieniskäl har dragkedjorna på samtliga överdrag droppkant. *Gör alltid en riskbedömning vid användning av resår till små barn.*

Produktspecifikationer

Material 6 cm höglastiskt kallsaum 50 kg/m³.

Storlekar 200/205 x 80/85/90/100/105/120 x 6 cm
(Önskas andra storlekar vänligen kontakta Järven Health Care.)

Sårkategori Kategori 1-2.

Madrassvikt ca 4 kg beroende på längd och bredd (standardstorlekar)

Brukarvikt 1-150 kg.

Garanti överdrag 3 år på tillverkningsfel.

Garanti madrass 2 år på tillverkningsfel på madrasskärnan.

Brandstandard SS 87600 01, normalrisk. Testmetod EN 597-1 & 2

Återvinning Madrassen med överdrag är helt återvinningsbar och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.

Märkning Tillverkningsår, månad, dag, EAN, skötselansvisningar, uppfyllda standarder samt placering i säng.

Järven Health Care låter som standard det oberoende testinstitutet Swerea IVF testa alla våra madrasser för att ge en objektiv bedömning av madrassens trycksårskyddande egenskaper. **Vid trycktest av bäddmadrasser påverkas resultatet av den madrassen som ligger under bäddmadrassen.**

Madras	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Melissa 12 Bäddmadrass	34	52	60

FAKTA TRYCKMÄTNING

För att komma ifrån individuell inverkan från olika människor har Swerea IVF utvecklat intryckskroppar, som simulerar formen hos valda delar av människokroppen. Genom att ge dessa intryckskroppar en belastning, som är representativ för en medeltung människokropp kan man med hjälp av tryckmattor på ett objektivt sätt värdera olika madrasser och sängar. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard med beteckningen SS 876 00 13

Klassificering av tryckresultat för madrasser i nyskick

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30,0	30,0 - 34,9	35,0 - 39,9	40,0 - 44,9
Stor intryckskropp 600 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9
Liten intryckskropp 40 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9

MELISSA är Järven Health Cares produktserie tryckavlastande standardmadrasser med hygienöverdrag.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se