

MELISSA BASIC



MELISSA BASIC är en 12 cm tjock tryckavlastande standardmadrass som är utvecklad som ett hjälpmedel vid behandling av trycksår upp till och med kategori 1.

Madrasskärnan, som är vänd- och roterbar, består av ett 12 cm tjockt höglastiskt kallsaum, vikt 35 kg/m³ och levereras med valbart hygienöverdrag.

VÄLJ HYGIENÖVERDRAG TILL DIN MADRASS

Våra RX hygienöverdrag är vätsketäta och förhindrar att urin, blod m.m. tränger igenom in till madrasskärnan. Hygienöverdragen är ånggenomsläppliga och tillverkade av en prasselfri, 2-stretchig poluretanväv med sydd dragkedja på 3 eller 4 sidor (RXI-5) för att underlätta av- och påtagning vid tvätt. RX-överdragen finns i flera varianter.

- RX-5 standardöverdrag
- RXH-5 med handtag.
- RXI-5 med handtag och inbyggd evakueringsfunktion.

Av hygienskal har dragkedjorna på samtliga överdrag droppkant.

Produktspecifikationer

STANDARDSTORLEKAR 200x80/85/90/105/120x12 cm.

För andra storlekar vänligen kontakta Järven Health Care.

MADRASSVIKT ca 7 kg beroende på madrassens mått.

GARANTI - Madrasskärnan 2 år på utmattningsgrad av madrasskärnans B-värde enligt SS 876 00 11.

GARANTI - överdrag 3 år på tillverkningsfel.

Järven Health Care låter som standard det oberoende testinstitutet Swerea IVF testa alla våra madrasser för att ge en objektiv bedömning av madrassens trycksår-förebyggande egenskaper.

BRANDSTANDARD Madrasserna är testade och uppfyller SS 876 00 01, EN 597-1 & 2.

SÅRKATEGORI 1

BRUKARVIKT 1-150 kg.

ÅTERVINNING Madrassen med överdrag är helt återvinningsbar och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.

MÄRKNING Tillverkningsår, månad, vecka, EAN, skötselansvisningar, uppfyllda standarder samt placering i säng.

| Madrass | Stor intryckskropp 300 N | Stor intryckskropp 600 N | Liten intryckskropp 40 N |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Melissa Basic | 38 | 52 | 68 |

FAKTA TRYCKMÄTNING

För att komma ifrån individuell inverkan från olika människor har Swerea IVF utvecklat intryckskroppar, som simulerar formen hos valda delar av människokroppen. Genom att ge dessa intryckskroppar en belastning, som är representativ för en medeltung människokropp kan man med hjälp av tryckmattor på ett objektivt sätt värdera olika madrasser och sängar. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard med beteckningen SS 876 00 13

Klassificering av tryckresultat för madrasser i nyskick

| Belastning | Extra låg | Låg | Medel | Hög |
|--------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Stor intryckskropp 300 N | < 30,0 | 30,0 - 34,9 | 35,0 - 39,9 | 40,0 - 44,9 |
| Stor intryckskropp 600 N | < 45,0 | 45,0 - 52,9 | 53,0 - 60,9 | 61,0 - 68,9 |
| Liten intryckskropp 40 N | < 45,0 | 45,0 - 52,9 | 53,0 - 60,9 | 61,0 - 68,9 |

MELISSA är Järven Health Cares produktserie tryckavlastande standardmadrasser med hygienöverdrag.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

