

MELISSA FLEX



MELISSA FLEX är en 14 cm tjock tryckavlastande 2-skiktsmadrass och är utvecklad som ett hjälpmedel vid behandling av trycksår upp till och med kategori 2.

Madrassen är uppbyggd av två lösa madrasskärnor som är placerade inuti ett hygienöverdrag. Den övre madrassen har tryckavlastande egenskaper och består av 6 cm tjockt viskoelastiskt trögskum. I botten ligger en 8 cm tjock madrass av höglastiskt kallsaum som förhindrar att patienten ligger igenom. Båda skummens vikt är 50 kg/m³.

VÄLJ HYGIENÖVERDRAG TILL DIN MADRASS

RX-SERIEN

Våra RX hygienöverdrag är vätsketäta och förhindrar att urin, blod m.m. tränger igenom in till madrasskärnan. Hygienöverdragen är ånggenomsläppliga och tillverkade av en prasselri, 2-stretchig poluretanväv med sydd dragkedja på 3 eller 4 sidor (RXI-5) för att underlätta av- och påtagning vid tvätt. RX-överdragen finns i tre varianter.

- RX-5 standardöverdrag
- RXH-5 med handtag.
- RXI-5 med handtag och inbyggd evakueringsfunktion.

Av hygienskal har dragkedjorna på samtliga överdrag droppkant.

Produktspecifikationer

STANDARDSTORLEKAR 200x80/85/90/105/120x14 cm.
För andra storlekar vänligen kontakta Järven Health Care.

MADRASSVIKT ca 12 kg beroende på madrassens mått.

GARANTI - Madrasskärnan 3 år på utmattnings av madrasskärnans B-värde enligt SS 876 00 11.

GARANTI - överdrag 3 år på tillverkningsfel.

Melissa Flex är trycktestat av det oberoende testinstitutet Swerea IVF

för att ge en objektiv bedömning madrassens trycksårspåverkan. Se nedan för resultat.

BRUKARVIKT Upp till 150 kg.

SÅRKATEGORI 1-2

BRANDSTANDARD Madrasserna är testade och uppfyller SS 876 00 01, EN 597-1 & 2.

ÅTERVINNING

Madrassen med överdrag är helt återvinningsbar och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.

MÄRKNING tillverkningsår, månad, vecka, EAN, skötselansvisningar, uppfylla standarder samt placering i säng.

Madras	Stor intrycks kropp 300 N	Stor intrycks kropp 600 N	Liten intrycks kropp 40 N
Melissa Flex	31	51	62

FAKTA TRYCKMÄTNING

För att komma ifrån individuell inverkan från olika människor har Swerea IVF utvecklat intrycks kroppar, som simulerar formen hos valda delar av människokroppen. Genom att ge dessa intrycks kroppar en belastning, som är representativ för en medeltung människokropp kan man med hjälp av tryckmattor på ett objektivt sätt värdera olika madrasser och sängar. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard med beteckningen SS 876 00 13

Klassificering av tryckresultat för madrasser i nyskick

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intrycks kropp 300 N	< 30,0	30,0 - 34,9	35,0 - 39,9	40,0 - 44,9
Stor intrycks kropp 600 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9
Liten intrycks kropp 40 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9

MELISSA är Järven Health Cares produktserie tryckavlastande standardmadrasser med hygienöverdrag.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

