

# MELISSA PARAD *bäddmadrass*

Melissa Parad Bäddmadrass, rev.20.12.00



Melissa Parad bäddmadrass är en 6 cm tjock bäddmadrass med tryckavlastande egenskaper som används i kombination med madrass av god kvalitet. Madrassen är utvecklad för att förebygga uppkomsten av samt avlasta trycksår upp till och med kategori 3. För att erbjuda god komfort och samtidigt vara tryckavlastande är madrassen tillverkad av ett högkvalitativt, högelastiskt hypersoft skum (homogen kärna, volymvikt 45 kg/m<sup>3</sup>). Madrassen passar även som underläggs-/distansmadrass. Det tvåstretchiga hygienöverdraget i kombination med den väl utvalda högkvalitativa hypersoftskummen minskar risken för skjuv.

Madrassens kärna är speciellt utformad för att ge avlastning åt utstickande kroppsdelar såsom axlar, hälar och armbågar. Bäddmadrassens kärna är vänd- och roterbar.

## VÄLJ HYGIENÖVERDRAG TILL DIN MADRASS

Våra RX hygienöverdrag är vätsketäta och förhindrar att urin, blod m.m. tränger igenom in till madrasskärnan.

- RXH-5 med handtag.
- RX-5-resår med handtag och resår.

Av hygienskal har dragkedjorna på samtliga överdrag droppkant. *Gör alltid en riskbedömning vid användning av resår till små barn.*

## Produktspecifikationer

**MATERIAL** 6 cm hypersoft skum 45 kg/m<sup>3</sup>.

**STORLEKAR** 200/205 x 80/85/90/100/105/120 x 6 cm  
(Önskas andra storlekar vänligen kontakta Järven Health Care.)

**SÅRKATEGORI** Kategori 1-3.

**MADRASSVIKT** ca 5 kg beroende på längd och bredd  
(standardstorlekar)

**BRUKARVIKT** 1-150 kg.

**GARANTI ÖVERDRAG** 3 år på tillverkningsfel.

**GARANTI MADRASS** 1 år på tillverkningsfel på madrasskärnan.

**BRANDSTANDARD** SS 87600 01, normalrisk. Testmetod EN 597-1 & 2

**ÅTERVINNING** Madrassen med överdrag är helt återvinningsbar och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.

**MÄRKNING** Tillverkningsår, månad, dag, EAN, skötselansvisningar, uppfyllda standarder samt placering i säng.

Järven Health Care låter som standard det oberoende testinstitutet Swerea IVF testa alla våra madrasser för att ge en objektiv bedömning av madrassens trycksår-förebyggande egenskaper. **Vid trycktest av bäddmadrasser påverkas resultatet av den madrassen som ligger under bäddmadrassen.** Melissa Parad bäddmadrass är trycktestad tillsammans med Lentex Soft Euroflex, se nedan för resultat.

Madrass	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Melissa Parad Bäddmadrass	24	43	42

### FAKTA TRYCKMÄTNING

För att komma ifrån individuell inverkan från olika människor har Swerea IVF utvecklat intryckskroppar, som simulerar formen hos valda delar av människokroppen. Genom att ge dessa intryckskroppar en belastning, som är representativ för en medeltung människokropp kan man med hjälp av tryckmattor på ett objektivt sätt värdera olika madrasser och sängar. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard med beteckningen SS 876 00 13

### Klassificering av tryckresultat för madrasser i nyskick

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30,0	30,0 - 34,9	35,0 - 39,9	40,0 - 44,9
Stor intryckskropp 600 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9
Liten intryckskropp 40 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9

MELISSA är Järven Health Cares produktserie tryckavlastande standardmadrasser med hygienöverdrag.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN  
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10  
www.jarven.se | healthcare@jarven.se