



# MOLLIS PurpleBlack

Bårvagnsmadrass för komfort i akuta situationer



Tryckavlastande bårvagnsmadrass med slittåligt ytskikt.

## BESKRIVNING - MOLLIS PurpleBlack (Antidecubitus 2-skikt)

Då patienten ofta får stanna på båravnsmadrassen en längre tid, är det av stor vikt att denna tid är bekväm och inte skapar ytterligare komplikationer.

Båravnsmadrassen ger tryckavlastning och minskar risken för att patienten utvecklar trycksår. Madrassen är utrustad med ett slitåligt ytskikt som samtidigt är bekvämt för patienten att ligga på.

Undersidan har en yta som glider lätt på de flesta underlag. Längs madrassens långsidor sitter sex handtag för att underlätta sidoförflyttning. Madrassen kan även beställas utan handtag om madrassen ej behöver förflyttas. Mollis båravnsmadrass är liksidigt utformad.

### Skumkärna

Sammansättningen av två olika skumtyper gör att madrassen är avlastande och skön att ligga på även under lång tid. Flexskummet i toppen av madrassen är följsamt och mjukt. Madrassen är 10 cm hög och består av två lager, 5 cm höglastiskt kallskum i botten och 5 cm mjukt Flexskum på toppen.

### Valbar undersida

Mollis Purple Black finns med valbar undersida. En lackad sida som ger ökad glidförmåga för enklare förflyttning av madrassen samt en matt/olackad sida som ger högre friktion. Den matta/olackade sidan väljs med fördel när madrassen ej behöver förflyttas.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Art nr	Beskrivning	Storlek
11-080022-001	PU, 6 st insvetsade handtag Matt undersida.	200x60x10 cm
11-080122-001	PU, 6 st insvetsade handtag Lackad undersida.	200x60x10 cm
23813	Flexkudde	47x26x9 cm
23810	Standardkudde	50x60 cm

- Madrassen kan även beställas utan handtag.
- Önskas andra storlekar vänligen kontakta Järven Health Care.

### Garanti

2 år på tillverkningsfel.

*OBS! Garantin gäller ej skada som uppstått genom mekanisk påverkan med hjälp av penna eller annat vasst föremål.*

### Brukarvikt

0-130 kg

### Brandskydd

Uppfyller SS 876 00 01 - normalrisk.

### Återvinning

Madrassen är helt återvinningsbar och skall sorteras för energiåtervinning. Ingen demontering är nödvändig.



Standardkudde (bilden) och flexkudde (figursågad) finns som tillval.

### Tryckmättningsresultat

Madrass	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Mollis båravnsmadrass 2-skikt	36,0	73,9	67,7

Lågt värde ger lågt tryck mot kroppen, alla värden i mm Hg. För tunga brukare är det särskilt viktigt att trycket under "stor intryckskropp, 600 N" är så lågt som möjligt.

### FAKTA TRYCKMÄTNING

För att komma ifrån individuell inverkan från olika människor har Swerea IVF utvecklat intryckskroppar, som simulerar formen hos valda delar av människokroppen. Genom att ge dessa intryckskroppar en belastning, som är representativ för en medeltung människokropp kan man med hjälp av tryckmattor på ett objektivt sätt värdera olika madrasser och sängar. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard med beteckningen SS 876 00 13



  
**Järven Health Care**

Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN  
 Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10  
 www.jarven.se | healthcare@jarven.se