

JÄRVEN

Sitt- och liggring



Järven Sittring används för personer med smärta i svanskota/underliv. Den avlastar efter förlossning och underlättar för patienter med bristningar, hemorrojder, prostatabesvär, sår m.m. Kan även användas som liggring.

Järven Sittring tillverkas av formgjuten kallsaum och har en utvändig diameter på 45 cm och en invändig diameter på 14,5 cm.

Denna produkt är avsedd att användas av en person under en kortare period.

FAKTA

Art. Nr.	Storlek
13-050000-001	45 x 14,5 cm

Vikt
0,6 kg

Återvinning
Sittringen är helt återvinningsbar och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.



Järven Health Care

Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se