



en
PUMP

tre
SYSTEM

elva
MADRASSER

OPTICELL SMART

DYNAMISKT TRYCKDISTRIBUERANDE LUFTMADRASSYSTEM

Simple-to-use

Multi-Relief options

Alternating Low Pressure (ALP)

Reliable and durable

T rue Alternating technology

upp till och med TRYCKSÅRSKATEGORI
4

DET SMARTA luftm



UTVECKLAD FÖR ATT MÖTA VÄRDENS KRAV OCH PATIENTENS BEHOV

För att säkerställa att OptiCell SMART är lättanvänd har den utvecklats i samarbete med professionell vårdpersonal.

- En SMART pump – tre kompatibla serier med totalt elva madrasser.
- Den användarvänliga displayen har en layout som är enkel att förstå.
- Pumpen har en slät yta utan håligheter för att underlätta daglig rengöring och desinfektion.



EN SMART PUMP
TRE KOMPATIBLA
ELVA MADRASS



TRUE ALTERNATING
ERBJUDER EN RÖRELSEFRI
VILA FÖR BRUKAREN



LÅGT TRYCK
OAVSETT STATISKT ELLER
ALTERNERANDE LÄGE



**NY OCH STADIG
CPR VENTIL FÖR
NÖDSITUATIONER**



**ALTERNERANDE
ELLER STATISKT
LUFTRYCK**

drasssystemet

MICRO AIR LOSS

ger god ventilation och hjälper till med att reducera värme och fukt.

MULTI-RELIEF TEKNOLOGI

Cellerna kan enkelt kopplas ur för att tömmas på luft eller bytas ut.

CELL-ON-CELL

med integrerade säkerhetsceller för att minska risken för att användaren ligger igenom

OPTITEX™ ÖVERDRAGET ånggenomsläppligt, vattentåligt och brandklassat

OPTICELL MADRASSER MED SWECELLS OCH OPTITEX™ ÖVERDRAG. MER ÄN ÖGAT SER.

OptiCell SMART madrasssystem har designats för att ge tryckdistribution, avlastning och god komfort. Alla delar i systemet, även de individuella cellerna och överdraget, har anpassats.

- Madrasssystemet ger god komfort, ett bra stöd och tryckavlastning genom immersion (nedsjunkning och envelopment (omfamning)).
- Micro Air Loss luftceller ger god ventilation och hjälper till att reducera värme och fukt.
- Det ånggenomsläppliga OptiTex™ överdraget är både vattentåligt och brandklassat



CELL-ON-CELL

REDUCERAR RISKEN FÖR ATT
BRUKAREN SKA BOTTNÄ.



MULTI-ZONE RELIEF

MED CELLER SOM
ENKLT KAN TÖMMAS



HYGIENKONTROLL

MED OPTITEX 4-VÄGS
STRETCH-ÖVERDRAG



KABEL HANTERING

FÖR EN BÄDD UTAN
SLADDAR OCH KABLAR




MICRO LOW AIR LOSS

FÖR ETT BÄTTRE
MIKROKLIMAT

FLEXIBELT MED OPTICELL SMART

En pump – tre system, elva madrasser

Att kunna använda samma pump till elva olika madrasssystem underlättar korrekt och säkert användande. Vårt mål är att skapa en trygg och effektiv arbetsmiljö med en användarvänlig pump. Dessutom sänks underhållskostnader och behovet av lager.



MADRASS MODELL	MADRASS HÖJD	MAX BRUKARVIKT	MATERIAL LUFTCELLER	BÄDDMADRASS SINGLE CELL	MADRASS LUFT OCH SKUM*	MADRASS CELL-ON-CELL
SMART N4	4" / 10 cm	210 kg	Nylon/PU	●		
SMART N5	5" / 13 cm	230 kg	Nylon/PU	●		
SMART N6	6" / 16 cm	240 kg	Nylon/PU			●
SMART N7	7" / 18 cm	230 kg	Nylon/PU		●	
SMART N8	8" / 20 cm	250 kg	Nylon/PU			●
SMART T5	5" / 13 cm	230 kg	TPU	●		
SMART T7	7" / 18 cm	230 kg	TPU		●	
SMART R6	6" / 16 cm	230 kg	TPU			●
SMART R7	7" / 18 cm	240 kg	TPU			●
SMART R8	8" / 20 cm	250 kg	TPU			●
SMART R10	10" / 25 cm	350 kg	TPU			●

* 5 cm skumbas inuti överdrag,



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
 Telefon: +46(0)660 - 22 28 50 | Telefax: +46(0) 660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se