


OPTICELL SMART



EN SMART PUMP
TRE OLIKA SYSTEM
ELVA MADRASSER



TRUE ALTERNATING
FÖR EN JÄMNARE
VÄXLING



LÅGT TRYCK
OAVSETT BRUKARVIKT
GENOM AUTOMATIK



ALTERNERANDE
ELLER STATISKT
LUFTRYCK



MULTI-ZONE RELIEF
FÖR ATT ENKELT
FRIGÖRA CELLER



HYGIENKONTROLL
MED OPTITEX 4-VÄGS
STRETCH-ÖVERDRAG



KABELRÄNNA
FÖR SKYDD AV SLADD
OCH KABLAG

Nästa generations helautomatiska och tryckdistribuerande system av luftmadrasser med innovativa egenskaper.

FLEXIBELT MED OPTICELL SMART

En pump – tre system, elva madrassser

Att kunna använda samma pump till elva olika madrasssystem underlättar korrekt och säkert användande. Järven Health Care vill skapa en trygg och effektiv arbetsmiljö med en pump som är användarvänlig och fungerar med flera olika madrasser.

Detta för att ge en flexibel lösning med snabbare inläring, sänkta underhållskostnader och minskat behov av lager. Kombinerat med hög kvalitet och god driftsäkerhet är det helt enkelt SMART.



MADRASS MODELL	MADRASS HÖJD	MAX BRUKARVIKT	TRYCKSÅRS-KATEGORI	MATERIAL LUFTCELLER	BÄDDMADRASS SINGLE CELL	MADRASS LUFT OCH SKUM*	MADRASS CELL-ON-CELL
SMART N4	4" / 10 cm	210 kg	3	Nylon/PU	●		
SMART N5	5" / 13 cm	230 kg	3	Nylon/PU	●		
SMART N6	6" / 16 cm	230 kg	3	Nylon/PU			●
SMART N7	7" / 18 cm	230 kg	3	Nylon/PU		●	
SMART N8	8" / 20 cm	250 kg	3	Nylon/PU			●
SMART T5	5" / 13 cm	230 kg	4	TPU	●		
SMART T7	7" / 18 cm	230 kg	4	TPU		●	
SMART R6	6" / 16 cm	230 kg	4	TPU			●
SMART R7	7" / 18 cm	240 kg	4	TPU			●
SMART R8	8" / 20 cm	250 kg	4	TPU			●
SMART R10	10" / 25 cm	350 kg	4	TPU			●

* 5 cm skumbas inuti överdrag.

STANDARDSTORLEKAR 200/210/220 x 80/85/90/105/120 x 10-25 cm ■ **CELLER** Madrassen har utbytbara celler av nylon eller mjuk TPU (polyuretan) med Micro-Air-Loss funktion ■ **ÖVERDRAG** OptiTex™ 4-vägs stretchöverdrag i mjukt elastiskt PU. ■ **PUMP OC55** är en avancerad pump med sensorer som automatiskt anpassar sig efter brukarens vikt. Ljudnivå 21 db. 100-250 V / 50 Hz ■ **GARANTI** 2 år på fabriktionsfel ■ **BRANDSTANDARD** SS 876 00 01, EN 597-1 & 2 ■ **ÅTERVINNING** Se bruksanvisning ■ **VIKT** madrass (200 x 90 cm) 6-10 kg beroende på serie, pump 3,4 kg ■ **MÄRKNING** tillverkningsår, månad, vecka, EAN, skötselanvisningar, uppfyllda standarder samt placering i säng.



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
 Telefon: +46(0)660 - 22 28 50 | Telefax: +46(0) 660 - 824 10
 www.jarven.se | healthcare@jarven.se