

MELISSA FLEX bäddmadrass

Melissa Flex bäddmadrass, rev. 23.12.00-SE



Melissa Flex bäddmadrass är en tryckavlastande bäddmadrass med viskoelastiskt trögsaum som formar sig efter kroppen.

Melissa Flex bäddmadrass har tryckavlastande egenskaper. Den skall användas i kombination med en madrass av god kvalitet. Bäddmadrassen är tryckavlastande upp till kategori 2 och levereras med RX5 Resår för att fästas i underliggande madrass.

Bäddmadrassen består av 6 cm viskoelastiskt trögsaum (50 kg/m³), ett sk memory foam. Melissa Flex bäddmadrass är både vänd- och roterbar för ökad hållbarhet

RX5- ETT TÅLIGT HYGIENÖVERDRAG

RX5 hygienöverdrag är vätsketätt och förhindrar att urin, blod m.m. tränger igenom in till madrasskärnan. Hygienöverdraget är ånggenomsläppligt och tillverkat av en prasselfri, 2-stretchig poluretanväv med sydd dragkedja på 4 sidor för att underlätta av- och påtagning vid tvätt.

Som ett extra skydd har dragkedjan en skyddande droppkant.

HÅLAVLASTNING

Melissa Flex bäddmadrass har ett dokumenterat extra lågt tryck (43 mm/Hg) för utstickande kroppsdelar, såsom hälar.

Produktspecifikationer

STANDARDSTORLEKAR 200/205/210x80/85/90/100/105/120x6 cm.
För andra storlekar vänligen kontakta Järven Health Care.

MADRASSVIKT ca 6,4 kg beroende på madrassens mått.

GARANTI 2 år på tillverkningsfel.

BRUKARVIKT 1-180 kg.

SÅRKATEGORI 1- 2

BRANDSTANDARD Madrasserna är testade och uppfyller SS 876 00 01, EN 597-1 & 2.

ÅTERVINNING Madrassen med överdrag är helt återvinningsbar och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.

MÄRKNING tillverkningsår, månad, vecka, EAN, skötselansvisningar, uppfyllda standarder samt placering i säng.



Melissa 12 är trycktestat av det oberoende testinstitutet Swerea IF

för att ge en objektiv bedömning madrassens trycksårspåbyggande egenskaper. Se nedan för resultat.

Madrass	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Melissa Flex bäddmadrass	27	47	46

FAKTA TRYCKMÄTNING

För att komma ifrån individuell inverkan från olika människor har RISE utvecklat intryckskroppar, som simulerar formen hos valda delar av människokroppen. Genom att ge dessa intryckskroppar en belastning, som är representativ för en medeltung människokropp kan man med hjälp av tryckmätare på ett objektivt sätt värdera olika madrasser och sängar. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard med beteckningen SS 876 00 13

Klassificering av tryckresultat för madrasser i nyskick

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30,0	30,0 - 34,9	35,0 - 39,9	40,0 - 44,9
Stor intryckskropp 600 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9
Liten intryckskropp 40 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9

MELISSA är Järven Health Cares produktserie tryckavlastande standardmadrasser med hygienöverdrag.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se