

OPTICELL AIRISX



Hybridmadrass
med vår SMART-
pump

TruePressure
hög komfort och
extra lågt tryck

TrueAlternating
ger en lugnare
luftväxling

OptiTex™
överdrag med
goda egenskaper

*En växlande hybridmadrass med pump, integrerade luftceller,
och hygienöverdrag.*

OPTICELL AIR1SX

Air1SX med TruePressure är en av växlande hybridmadrass med vår SMART-pump OC55 som utvecklets för att möta världens högt ställda krav och brukarens behov.

Med sammankopplade luftceller fördelas lufttrycket över madrassen vilket ger både hög komfort och extra lågt mottryck*. Vi kallar detta **TruePressure**.

Madrassen har satts samman av noga utvalda komponenter för att ge förutsättningar för nedsänkning och omslutning. Två faktorer som forskning visat ha stor betydelse för en god och jämn tryckavlastning.**

Egenskaper – Pump och celler

PUMP OC55 ingår i vår SMART-serie.

KOMFORTFUNKTION med sex olika komfortlägen.

TRANSPORTLÄGE – Madrassen kan ställas i transportläge och behåller maximalt lufttryck i minst 12 timmar.

ALARMFUNKTION – Luftpumpen har en alarmfunktion som med både ljus- och ljudalarm som varnar för lågt tryck i madrassen.

EXTRA LÅNG ELKABEL – Vi har sett att avståndet till närmaste eluttag kan variera och levererar därför madrassen med en 6 meter lång kabel.

OptiTex™ överdrag

GOD HYGIEN – OptiTex™ överdraget kan rengöras med desinfektionsmedel och kan även maskintvättas i 95° C. Celler och slangar kan sköljas rena med varmt vatten (max 70°C) eller med desinfektionsmedel.

DROPPSKYDDAT VATTENTÄTT BLIKTLÅS på fyra sidor. Alla sömmar är svetsade.

UNDERSIDA MED ANTIGLID-FUNKTION med fyra fästband.

FYRA HANDTAG för att underlätta hantering av madrass.

Skumkonfiguration

WATERLILYSKUM – Ett högkvalitativt skum med låg miljöbelastning.

MEMORYSKUM – Ett behagligt skum som formar sig efter kroppen.

Tillsammans underlättar dessa skum nedsänkning och omslutning samtidigt som en hög komfort uppnås.

Tryckvärden, Air1SX hybrid madrass

Höjd madrass	Tryckvärden, Air1SX hybrid madrass		
	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
20 cm	26	45	42
18 cm			

Referensvärden

Intryckskropp	Extra låg	Låg	Medium	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30,0	30,0-34,9	35,0-39,9	40,0-44,9
Stor intryckskropp 600 N	< 45,0	45,0-52,9	53,0-60,9	61,0-68,9
Liten intryckskropp 300 N	<45,0	45,0-52,9	53,0-60,9	61,0-68,9

* RISE Research Institutes of Sweden O100560-1129023

** What is new in our understanding of pressure injuries, Amit Gefen and Esa Soppi 2020.

*** Trycksårskategorier definierade enligt International Pressure Ulcer Classification system. Riktlinjer framtagna av European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) och Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA).

Produktspecifikationer

STANDARDSTORLEKAR 200/210/220 x 80/85/90/105/120 cm.
OptiCell Air1 finns med olika madrasshöjd och maxbelastning.
Se tabell med data för respektive modell.
För andra storlekar vänligen kontakta Järven Health Care.

TRYCKSÅRSKATEGORI 1-4***

PUMP OC55 är en avancerad pump med sensorer som anpassar sig efter brukarens vikt.
Ljudnivå: 21 db. 230 V / 50 Hz.

CELLER Våra unika utbytbara SweCells™ är tillverkade av TPU (Termoplastisk Polyuretan) och är mjukare än traditionella PU-celler. Det betyder att de lättare formar sig efter kroppen samtidigt som de prasslar mindre.

ÖVERDRAG av bi-elastisk double-coated textil med mjuk elastisk PU.

GARANTI 2 år på fabrikationsfel.

BRANDSTANDARD SS 876 00 01, EN 597-1 & 2.

BRUKARVIKT OptiCell Air1 finns med olika madrasshöjd och maxbelastning. Se tabell med data för respektive modell.

ÅTERVINNING Se bruksanvisning

VIKT Madrass 7 kg (200 x 105 cm)

MÄRKNING tillverkningsår, månad, vecka, EAN, skötselanvisningar, uppfyllda standarder samt placering i säng.

