



# JÄRVEN KILKUDDE

## För positionering och avlastning


Kilkudden hjälper till att positionera och avlasta brukaren och kan minska risken för trycksår. Järven kilkuddar kan användas som sidostöd eller för att höja huvud- eller fotändan.

Kilkudden är insvetsad i 2-stretchig PU-väv.



Finns enbart i mellanblå nyans.

### Positioneringsförslag



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### Storlekar

60 x 31 x 13 cm  
100 x 31 x 13 cm  
80 x 60 x 20 cm  
90 x 60 x 20 cm

### Artikelnummer

13-020003-001  
13-020003-003  
13-020003-004  
13-020003-007

### Garanti

1 år på tillverkningsfel.  
OBS! Garantin gäller ej i de fall då skada orsakats av medveten eller mekanisk åverkan.

### Återvinning

Energiåtervinningsbar, sorteras som brännbart avfall. Ingen demotering är nödvändig.



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN  
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10  
[www.jarven.se](http://www.jarven.se) | [healthcare@jarven.se](mailto:healthcare@jarven.se)