



Melissa Parad

En populär vårdmadrass med mycket bra tryckavlastning och hög komfort.

Melissa Parad är populär som en del av det dagliga vårdarbetet. Madrassen är utvecklad som ett hjälpmedel vid förebyggande och behandlande vård av patienter med trycksår upp till kategori 3. Det dokumenterat låga trycket är även avlastande för utstickande kroppsdelar som axlar och hälar.

- **UPP TILL OCH MED SÅRKATEGORI 3.** Melissa Parad är utvecklad som ett hjälpmedel vid förebyggande och behandlande vård av patienter med trycksår upp till kategori 3.
- **TRYCKAVLASTNING FÖR HELA KROPPEN.** Madrassens låga mottryck är avlastande även för utstickande kroppsdelar som axlar och hälar. Detta gör att ingen separat hälzon krävs.
- **GER KOMFORT OCH GOD TRYCKAVLASTNING.** Skumkärnan har skum av hög kvalité och med goda egenskaper. Resultatet är en madrass med ett dokumenterat lågt mottryck och god komfort.
- **INBYGGD SITTFUNKTION.** Madrassen erbjuder utöver komfort och tryckavlastning även inbyggd sittfunktion.



Melissa Parad

EN POPULÄR VÅRDMADRASS MED MYCKET BRA TRYCKAVLASTNING OCH HÖG KOMFORT.

Melissa Parad erbjuder mycket god tryckavlastning

Skumkärnan består av två lager med noga utvalda skumtyper. Tillsammans med vårt RX-överdrag ger detta förutsättningar för en mycket god tryckavlastning. Med ett dokumenterat lågt tryck för utstickande kroppsdelar, såsom hälar och skuldror, krävs ingen separat hälzon.

Melissa Parad erbjuder sittfunktion

Madrassen har genomgått utmattningstest enligt standard SS 876 00 11 med goda resultat. Madrassen erbjuder därmed sittfunktion med höjt rygggläge i säng.

Valbart överdrag för anpassad funktionalitet

Melissa Parad levereras med ett överdrag ur RX-serien. En serie överdrag tillverkade av ånggenomsläppligt, vattentätt och prasselfritt 2-stretch polyuretanväv. Samtliga överdrag har droppkant.

RX-ÖVERDRAG
RX-5 standardöverdrag *
RXH-5 med handtag för att bära madrass *, **
RXI-5 med inbyggd evakueringsfunktion
RXS-5 med resår (för bäddmadrassen) *

* Kan levereras med svetsade sömmar (-W)

** Kan levereras med svetsade sömmar och vattentålig dragkedja (-WR)



STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKAVLASTANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckavlastande egenskaper har RISE^[1] utvecklat en mätmetod där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottryck en madrass ger. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13.

Melissa Parad har testats av RISE¹ enligt mätmetod SS 876 00 13 och är tryckavlastande till och med sårkategori 3.

Testresultatet redovisas nedan.

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30,0	30,0 - 34,9	35,0 - 39,9	40,0 - 44,9
Stor intryckskropp 600 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9
Liten intryckskropp 40 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9

Madrass	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Melissa Parad	24	47	39

[1]RISE (Research Institutes of Sweden), a Swedish independent research institute - www.ri.se

Produktspecifikationer

Material	6 cm hypersoft skum 45 kg/m ³ . 8 cm höglastiskt kallsaum 50kg/m ³ . Överdrag av elastiskt PU.
Storlekar	200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 14 cm. (För andra storlekar kontakta Järven Health Care.)
Sårkategori	Till och med kategori 3.

Madrassvikt	ca 11 kg beroende på längd och bredd.
Brukarvikt	Upp till och med 180 kg.
Brand	SS 87600 01, normalrisk (testmetod EN 597-1 & 2)
Märkning	Tillverkningsår, månad, dag, EAN, skötselanvisningar, kontaktinformation, uppfyllda standarder samt placering i säng.



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se