



Flexdyna

God tryckavlastning för hälar och underben

Flexdynan, för patienter med tryckkänsliga områden från underben till fot/hälar. Dynan kan användas redan vid begynnande trycksår för att förebygga ytterligare skador och minska risken för att trycksåret förvärras. Kudden fungerar som ett komplement till förebyggande madrasser när ytterligare tryckavlastning behövs. Dynan finns i två modeller, en för tyngre vårdtagare (85-130 kg) med avfasad kant och en med plan kant för lättare vårdtagare.

- **AVLASTNING VID RISK FÖR TRYCKSÅR.**
Flexdynan är särskilt värdefull för patienter med förhöjd risk för trycksår. Konstruktionen skapar förutsättningar för total tryckavlastning för hälar, vilket avlägsnar den direkta belastningen från hälsens vävnad.
- **BRA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD HYGIEN.**
Det unika ytskiktet LENTEX som lamineras direkt på skumkärnan vilket medför att den saknar sömmar och dragkedjor. Ytskiktet är vitt för att lättare upptäcka föroreningar. Lätt att torka av och deisinficera.

Produktspecifikationer

Storlekar Plan: 80×50×4 cm.
Fasad: 80×55×7 cm eller 80×55×12 cm.

Brandskydd SS 876 00 01, testmetod NT-Fire 037 1 & 2.

Material Noggrant utvalt trögsaum.
laminerat med LENTEX®.



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | Sverige
Telefonnr: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se