


UNIK EVAKUERINGSMADRASS MED DUBBLA HYGIENBARRIÄRER



Soft Euroflex **XP**

Tryckavlastande hygienmadrass med evakueringsöverdrag och LENTEX unika laminat



Järven Health Care

Soft Euroflex XP med dubbla hygienbarriärer


Dold kontaminering i madrasser, en hälsorisk för både patienter och personal

En alltför stor andel av sjukvårdsmadrasser är kontaminerade med blod, urin, avföring och kräkningar. Denna oupptäckta kontaminering kan utgöra en smittkälla för både patienter och personal, vilket kan medföra mänskligt lidande och ökade ekonomiska kostnader. Trots detta ligger fokus idag främst på att madrasser ska vara förebyggande mot trycksår.

Med vår lösning minskar risken för kontaminerade madrasskärnor.

Soft Euroflex XP med LENTEX är en infektionsförebyggande madrass som stödjer behandling av trycksår upp till och med kategori 3. Madrassen erbjuder en kombination av utmärkt tryckfördelning, god hygien och komfort. Dessutom med ett överdrag som har inbyggd evakueringsfunktion, enligt SS 8760039:2022 - för säkerhets skull.

Soft Euroflex XP har en kombination av tre lager noga utvalda skumtyper, som bidrar till att minska belastningen på hela kroppen, inkluderat benutskott såsom hälar och axlar.



2 cm supersoft kallsaum 23kg/m³

4 cm tryckavlastande Flexskum 55 kg/m³

7 cm Waterlilysaum 50 kg/m³

STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKAVLASTANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckavlastande egenskaper har RISE* utvecklat en mätmetod där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottrycket i en madrass. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13.

Soft Euroflex har testats av RISE* enligt SS 876 00 13 och är tryckavlastande upp till och med sårkategori 3.

Testresultaten redovisas nedan.

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30.0	30.0 - 34.9	35.0 - 39.9	40.0 - 44.9
Stor intryckskropp 600 N	< 45.0	45.0 - 52.9	53.0 - 60.9	61.0 - 68.9
Liten intryckskropp 40 N	< 45.0	45.0 - 52.9	53.0 - 60.9	61.0 - 68.9

Madrass	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Soft Euroflex	26	48	45

* Research Institutes of Sweden

Produktspecifikationer

Material 2 cm supersoft kallsaum 23kg/m³,
4 cm tryckavlastande Flexskum 55 kg/m³
och 7 cm Waterlilysaum 50 kg/m³.
Ytskiktet Lentex® är av polyuretan.
Rött madrassöverdrag av polyuretan.

Storlekar 200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 13 cm.
(För andra storlekar kontakta Järven Health Care)

Sårkategori Till och med kategori 3.

Hygien ISO 811:2018.

Madrassvikt 11-13 kg beroende på längd och bredd.
(standardstorlekar)

Madrassvävt Godkänd för Sonosteam/Semistaal.

Brukarvikt 180 kg.

Garanti 3 år på utmattningsavdragsgaranti av madrasskärnans
B-värde enligt SS 876 00 11.
5 år med åldersavskrivning på vidhäftningen
av Lentex.

Brand SS 87600 01, normalrisk. Testmetod EN 597-1 & 2.



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Tel: 0660 - 22 28 50 | Fax: 0660 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se