



## Jasmin Sänggrindsskydd

Jasmin sänggrindsskydd är tillverkat i ett nytt hudvänligare PU material och finns i tre fräscha färger. Sänggrindsskyddet utgör en viktig del av en vårdäng och minskar risken för slag, skrap och klämskador.

Sänggrindsskyddet finns i olika modeller beroende på sängmodell och patientens behov. För patienter som riskerar att fastna med händerna under sänggrinden rekommenderas en modell med kappasom stoppas in under madrassen.

Jasmin sänggrindsskydd placeras enkelt på sänggrinden och skapar en tryggare vårdplats.

Art nr	Storlek	Beskrivning
3040	35 x 200 x 2 cm	Med tryckknappar för integrerad grind, med kappas
3041	35 x 200 x 2 cm	Tehuvemodell utan kappas
3042	35 x 200 x 2 cm	Med tryckknappar för integrerad grind.
3043	35 x 200 x 2 cm	Tehuvemodell med kappas

### Färger



Ange färg vid beställning, önskas andra storlekar: uppge mått vid beställning.

### Garanti

1 år på tillverkningsfel. OBS! Garantin gäller ej om skada uppstått på grund av mekanisk påverkan med hjälp av pennor eller andra vassa föremål.

### Brandskydd

Uppfyller EN 597 - 1 & 2.

### Återvinning

Sänggrindsskyddet är helt återvinningsbart och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

  
**Jarven Health Care**

Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik  
Telefon: 0660-22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10  
www.jarven.se | healthcare@jarven.se