

PREVENTA SÄNGGRINDSSKYDD

För en säkrare vårdssäng.



Preventa Sänggrindsskydd rev. 22.11.01

Jasmin sänggrindsskydd, som är tillverkat i ett hudvänligt och brandklassat PU-material, utgör en viktig del av vårdssängen för att minska risken för slag, skrap och klämskador.

Sänggrindsskyddet finns i olika modeller beroende på sängmodell och patientens behov. För oroliga patienter rekommenderas en modell med kapp som kan stoppas in under madrassen.

Sänggrindsskyddet finns i två fräscha färger.

Jasmin sänggrindsskydd placeras enkelt på sänggrinden och skapar en tryggare vårdplats.

Art nr	Storlek	Färg	
19-030022-001	35 x 200 x 2 cm	Röd	Med kapp och tryckknappar för integrerad grind
19-030023-001	35 x 200 x 2 cm	Lila	Med kapp och tryckknappar för integrerad grind
19-030122-001	35 x 200 x 2 cm	Röd	Tehuvemodell utan kapp
19-030123-001	35 x 200 x 2 cm	Lila	Tehuvemodell utan kapp
19-030222-001	35 x 200 x 2 cm	Röd	Tehuvemodell med kapp
19-030223-001	35 x 200 x 2 cm	Lila	Tehuvemodell med kapp
19-030322-001	35 x 200 x 2 cm	Röd	Med tryckknappar för intergrerad grind.
19-030323-001	35 x 200 x 2 cm	Lila	Med tryckknappar för intergrerad grind.



Fäger Ange färg vid beställning, önskas andra storlekar: uppge mått vid beställning.

Garanti 1 år på tillverkningsfel.
OBS! Garantin gäller ej skada som uppstått pga mekanisk påverkan av vassa föremål som penna, nyckel etc.

Återvinning Sänggrindsskyddet är helt återvinningsbart och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se

Preventa är Järven Health Cares produktserie för positionering inom vården