



P951D Ryggstöd

Förbättrar sittkomfort och rygghälsa



Stöd åt ryggen och lindring av tryckpunkter. Ryggstödet används även för att förbättra både positionering och orientering i rullstolen. Genom dess utformning bidrar den till att minska risken för framåtgång och skjuv.

■ **GER GOD LINDRING OCH BRA STÖD.**

Ryggstödet förebygger hårt tryck på trycksårspunkterna genom sin ergonomiska uppbyggnad och tack vare en kärna av viscoelastiskt skum.

Den vita delen är mer flexibel - för högriskzoner.

■ **ÖKAD KOMFORT FÖR BRUKAREN.**

Minskar risken för obehag och ger en känsla av säkerhet för brukaren. Sidostöden stabiliserar upp och fungerar som ett skydd mot rullstolens hårda ram. Motverkar risken för framåtskjutning & skjuv.



P951D Ryggstöd

UTVECKLAD FÖR FÖRBÄTTRAD SITTKOMFORT OCH RYGGHÄLSA

Ryggstödet är designat för att passa de flesta rullstolsmodeller på marknaden. Tack vare det innovativa fästsystemet kan det enkelt monteras på vilken rullstol som helst.



Terapeutisk förpackning

Eftersom ryggstödet är packat separat, kan det kombineras med valfri sittdyna ur Syst'AMs sortiment. Det rekommenderas att välja en extra djup storlek på sittdynan (+2/3 cm) för optimal användning med ryggstödet.



Överdrag i POLYMAILLE® med sydda kanter

- Ryggstödet har ett Polymaille®-överdrag med bi-elastisk polyuretan för att minska friktion och skjuv.
- Överdraget är vätsketätt samt ånggenomsläppligt, vilket motverkar hudmaceration.



Art.nr	Benämning	Storlek
P951DS1HW	Ryggstöd Polymaille -Small	44 x 39 x 9 cm
P951D1HW	Ryggstöd Polymaille - Standard	49 x 44 x 9 cm
P951DL1HW	Ryggstöd Polymaille - Large	49 x 50 x 10 cm

MATERIAL Viscoelastiskt skum, 80 kg/m³. | **ÖVERDRAG** POLYMAILLE®. Avtagbart 2-vägs stretchöverdrag med fästsystem.
STORLEK Se tabell ovan. | **BRAND** EN ISO 597 - 1 & 2.